

品 名 専用レール

規 格 LTC-100R

数 量 1 式

仕 様 機 能 面

1. 既存のバスタブに設置して利用します。
2. リフト付シャワーキャリーLS-500、LS-310専用のレールが内蔵されていますので、レールを取り出すだけで使用できます。
3. レールを収納することでキャリーを使用しない際に移乗台としてご利用できます。
4. 浴槽脇に400mm×750mm以上のスペースがあれば設置できます。
5. バスタブの右側から入浴致します。

操 作 性

1. レールは、レールカバーを開けるだけで簡単に出し入れができます。
2. 脚部4本のうち2本にキャスターが装着されているため、レール本体の移動も簡単です。

安 全 性

1. 利用後はレールを収納できるので利用者や介助者の接触による事故・怪我を防止できます。
2. 移乗台として利用する際は浴槽の縁と同じ高さですので、安全にスムーズに入浴ができます。